

Fraclight *PLUS*



MOVEshooting
rejuvenece y despigmenta
ultrarrápido

Fraclight *PLUS*

IPL Fraccionado

El mejor tratamiento
de foto rejuvenecimiento
y depilación, en un
diseño compacto



servicioalcliente@luxomedica.com
www.tentreklasers.com

Copyright © 2022 Tentrek Lasers. All rights reserved





Fraclight
PLUS

Tecnología IPL mejorada

Fraclight PLUS es una tecnología de luz intensa pulsada (IPL), que utiliza rayos visibles creados por una lámpara de xenón para emitir la luz.

Este equipo tiene aplicaciones dermatológicas gracias a que la luz penetra en la piel y la rejuvenece.

| Garantiza un funcionamiento más seguro y más fácil.

Fraclight
PLUS

Fraclight
PLUS




¡Todo en uno!

Fraclight PLUS incorpora **múltiples** longitudes de onda en **una sola pieza** de mano.


Esto lo hace por medio de filtros de **zafiro** que al ser instalados entregan una variedad de **415, 530, 560, 590, 640, 690 y 755 nanómetros**.

Frontal



Pieza de mano

Posterior



Ajustar

Soltar


Fraclight PLUS permite una segura manipulación del equipo y maximiza los resultados de los tratamientos en cada fototipo de piel.





Tecnología extraíble basada en IPL

Fraclight PLUS permite elegir fácilmente la gama de longitudes de onda deseada mediante un **filtro extraíble** en la pieza de mano. La selección se realiza fácilmente **sustituyendo el filtro o la pieza de mano**.




Fraclight
PLUS



Fraclight Concept

Fraclight PLUS cuenta con una zona de seguridad fracionada, lo que garantiza **menos** efectos secundarios



El intervalo de tiempo es **más corto** que el de las versiones anteriores, lo que permite un tratamiento **fácil, rápido y seguro**



Casos Clínicos

Antes

Después



Manchas de envejecimiento



Enrojecimiento de la piel



Poros dilatados

Casos Clínicos

Antes

Después



Arrugas finas



Eliminación del vello



Acné

Fraclight *PLUS*

