


Lift-!N

Hybrid



WORLD FIRST
HYBRID DOTING
TECHNOLOGY



WORLD FIRST HYBRID DOTING TECHNOLOGY


servicioalcliente@luxomedica.com



Lift-!N
Hybrid

NEW
TECHNOLOGY

UN Tratamiento



MULTIPLAS SOLUCIONES

Tensado

Contorno

Elasticidad


Textura

Hidratación

Lift-!N
Hybrid




RF





WORLD'S FIRST
TECNOLOGÍA DE PUNTO HÍBRIDO



HIFU & RF HYBRID



EFEECTO DE PRECALENTAMIENTO



WORLD'S FIRST
HYBRID DOTTING TECHNOLOGY


HIFU & RF *Hybrid*

VS HIFU ONLY

ANTES

AV.+7.7°C


DESPUÉS



ANTES

AV.+1.7°C

DESPUÉS



MAYOR
CALENTAMIENTO



WORLD'S FIRST
HYBRID DOTTING TECHNOLOGY

HIFU & RF *Hybrid*

VS HIFU ONLY



ANTES

DESPUÉS



ANTES

DESPUÉS



MAYOR
ACTIVIDAD
DE COLÁGENO

Evaluación Proclínica de Rendimiento y Seguridad.

Pruebas del sistema de estimulación por ultrasonidos focalizados (modelo: Lift-In Hybrid).

Hospital Bundang de la Universidad Nacional de Seúl 2021

WORLD'S FIRST
HYBRID DOTTING TECHNOLOGY

HIFU & RF *Hybrid*

VS HIFU ONLY

ANTES

DESPUÉS



ANTES

DESPUÉS



**62% MÁS
EFECTIVO**

**MEJORA
ARRUGAS
EN OJOS**

*8 semanas

Superioridad de HIFU + RF Híbrido en comparación con HIFU Humano.

Cuerpo humano. Resultados de las pruebas de aplicación del Human Skin

Clinical Trial Cente. Agosto del 2022.

La combinación de
HIFU con RF bipolar
SINÉRGICAMENTE
MEJORA EL
REJUVENECIMIENTO,
incluyendo reducción
de poros, arrugas
periorbitales, elasticidad
e hidratación de la piel.



PREDICTABLE

TRUST

WORLD'S FIRST
HYBRID DOTTING TECHNOLOGY

HIFU & RF HYBRID

Hybrid
LIFT
PROCEDURE

ANTES



DESPUÉS



ARRUGAS EN LOS OJOS
LÍNEAS DE LA SONRISA
LÍNEA DE LA MANDÍBULA

MUJER 40S

WORLD'S FIRST
HYBRID DOTTING TECHNOLOGY

HIFU & RF HYBRID

Hybrid
LIFT
PROCEDURE

ANTES



DESPUÉS




ARRUGAS EN LOS OJOS
LÍNEAS DE LA SONRISA
LÍNEA DE LA MANDÍBULA

MUJER 40S

PRECISIÓN EN LA ORIENTACIÓN

Los tratamientos dirigidos requieren precisión para evitar afectar al tejido sano circundante. Los cartuchos con profundidad de penetración pueden ayudar a los profesionales a adaptar el tratamiento a la zona específica que desean tratar.



EFICACIA
PROBADA POR
ESTUDIOS CLÍNICOS

+83%
MEJORA LÍNEAS
DE SONRISA

+29%
MEJORA LÍNEA
MANDIBULAR



+25%
DENSIDAD DE
PIEL INTERIOR

+10%
MEJORA
ARRUGAS
EN LOS OJOS

Lift-!N
Hybrid

COBERTURA del 100% CON LINE SCAN

El Modo Línea, ofrece tratamientos uniformes y más rápidos para áreas más grandes, mientras que el modo de puntos permite tratamientos precisos y personalizables.



* Cambia de modo con una sola pulsación.



TRATAMIENTO EXTREMADAMENTE RÁPIDO

El tratamiento del rostro tensa y estira la piel, es un procedimiento básico con HIFU, en el que se realizan entre **300** y **400** disparos individuales con ultrasonido.

En cambio, cuando se tratan zonas más amplias o con mayor laxitud, como el cuello o el escote, el número de disparos puede aumentar hasta **500** o más.

Lift-!N
Hybrid



SAFETY FIRTS

SENSOR DE CONTACTO

El cartucho dejará de funcionar cuando no entre en contacto con la piel



SENSOR DE MOVIMIENTO

El sensor de movimiento evita disparos consecutivos en un mismo lugar



Lift-!N
Hybrid





SAFETY FIRST



PIEZA DE MANO DE PUNTO HIBRIDO

La pieza de mano para la aplicación simultánea de HIFU y RF, con modos sólo HIFU o sólo RF disponibles.

SD
x 1.5

SD
x 3.0

1 PUNTO HIFU
MULTIPOLAR RF



PIEZA DE MANO LINEAL

Pieza de mano para aplicación de MFU (Micro Fractional Ultrasound). Dots (puntos) y Line Scann (líneas).

FL
x 1

Lift-!N
Hybrid

WORLD'S FIRST
HYBRID DOTTING TECHNOLOGY

CASOS CLÍNICOS



OLD
HIFU
ONLY




90 DÍAS

Lift-!N
Hybrid




WORLD'S FIRST
HYBRID DOTTING TECHNOLOGY

CASOS CLÍNICOS



HIFU & RF

Hybrid
LIFT
PROCEDURE



90 DÍAS

Lift-!N
Hybrid



ANTES

Una paciente de 53 años se somete a un tratamiento de relajación ocular.

PARÁMETROS

PROFUNDIDAD(mm)	3.0
PODER (mm)	0.5
NIVEL RF	4.0
Hz	5
Total Disparos	300



DESPUÉS

Un dermatólogo que no participó en la prueba evaluó las fotografías tomadas.

- Tabla de puntuaciones de efecto

0	Degenerar
1	sin cambios
2	sin cambios
3	Mejoría



- Relajación de los párpados evaluada como "mejoría tras 1 mes de tratamiento único (Puntuación = 2)

Lift-!N

Hybrid



Lift-!N
Hybrid

