

# Lift-!N PLUS





# REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO NO INVASIVO



[servicioalcliente@luxomedica.com](mailto:servicioalcliente@luxomedica.com)  
[www.tentreklasers.com](http://www.tentreklasers.com)

Copyright © 2024 Tentrek Lasers. All rights reserved





# Versatilidad y precisión.

**¡Descubre la revolución en rejuvenecimiento cutáneo con nuestro dispositivo HiFU diseñado para la belleza!** Con una combinación única de tecnología avanzada y comodidad, nuestro dispositivo ofrece un enfoque versátil para el **rejuvenecimiento facial sin cirugía.**

Equipado con una pieza de mano estándar y una tipo bolígrafo, nuestro dispositivo brinda a los profesionales la libertad de crear tratamientos personalizados para cada cliente. **La pieza de mano estándar ofrece una cobertura amplia,** perfecta para áreas faciales extensas, mientras que la tipo bolígrafo permite una precisión excepcional en los rasgos faciales más delicados.

**¡Experimenta la magia de Lift-!N Plus Estimula el colágeno, reafirma la piel y revela una apariencia más firme y juvenil. ¡Únete a la revolución de la belleza hoy mismo!**









Ayuda a recuperar  
la confianza de  
tus pacientes

Sin postoperatorios  
Sin cirugías  
Sin agujas




# Características


- Efecto lifting visible sin cirugía, un Tratamiento en la capa SMAS para un rejuvenecimiento integral de la piel
- Proceso de tratamiento seguro sin tiempo de inactividad, Efectos lifting inmediatos junto con beneficios a largo plazo y Rapidez de escaneado.
- Pantalla táctil en color de 8 pulgadas para un manejo sencillo.
- Funcionamiento sin esfuerzo con el mando giratorio de fácil uso.
- Resultados inmediatos con una piel tensa y estirada tras el tratamiento.
- Procedimiento no invasivo que prioriza la seguridad y la eficacia.
- Distribución precisa y uniforme de los puntos para mayor precisión y seguridad.

# Piezas de mano y puntas

## Standart



## Pentype



**Lift-!N**  
PLUS



**Lift-!N**  
*PLUS*



# Technical specification

Handpiece	Face
Frequency	7MHZ
Max Energy	1.20J
Cartridge Depth	1.5mm, 3.0mm, 4.5mm
Pitch	1.0-2.0 mm (0.1mm step)
Energy Level	Adjustable 1-10 step
Length	Full length: 15mm, 20mm, full (+10%)

Handpiece	Point
Frequency	7MHZ
Max Energy	0.64J
Cartridge Depth	7MHZ 1.5mm, 3.0mm
Energy Level	Adjustable 1-10 step
Frecuency	1-4 Hz (+10%)

Electrical Requirements	100-240 V 50/60 Hz / 150 VA
Dimension	380 (W) x 440 (D) x 1150 (H) mm
Weight	30 Kg

# Lift-!N PLUS



**TE** TENTREK  
LASERS

[www.tentreklasers.com](http://www.tentreklasers.com)

 @tentreklasers

 /tentreklasers

Lift-!N  
PLUS