

# Recover LED



Tecnología de punta  
para el sistema  
fotodinámico



<https://tentreklasers.com/>

 @tentreklasers

 /tentreklasers



Rv 05.2022

**La mejor  
experiencia en  
foto modulación  
celular.**



# Sistema fotodinámico versátil

Recover Led optimiza la terapia de luz LED al combinar diversas longitudes de onda, desde la **luz AZUL (415 nm)** hasta la **luz ÁMBAR (585 nm)**, **ROJA (660 nm)** e **INFRARROJA (830 nm)**. Esta avanzada terapia es efectiva en tratamientos como rejuvenecimiento cutáneo, mejora de la luminosidad, reducción del acné y arrugas. Estimula la producción de colágeno y elastina, así como el sistema nervioso y linfático.

# 4 en 1, el primer sistema de 4 longitudes de onda en el mundo

## Luz Azul (415nm)

Reduce el acné activo.  
Ayuda a normalizar la producción de grasa.  
Promueve la calma y relajación de la piel.  
Ayuda a matar las bacterias en la piel.  
Previene los brotes.  
Tiene un efecto de limpieza profunda.  
Reduce los poros dilatados.

## Luz Ámbar (585nm)



Estimula el sistema nervioso y linfático.  
Regenera los tejidos dañados.  
Disminuye el enrojecimiento de la piel.  
Disminuye la irritación de la piel.  
Disminuye la rosácea.

## Luz Roja (660nm)


Estimula la producción de colágeno y elastina.  
Suaviza la textura de la piel.  
Mejora la elasticidad de la piel.  
Aumenta la circulación y el drenaje linfático.  
Reduce la apariencia de líneas finas, arrugas e hiperpigmentación superficial.  
Permite el tratamiento de la calvicie y la psoriasis.

## Luz Infraroja (830nm)

Proporciona alivio del dolor.  
Estimula la proliferación de fibroblastos.  
Proporciona beneficios antienvjecimiento a tu cuerpo.  
Rejuvenece la piel.  
Promueve la regeneración celular.  
Cura las heridas más rápido.  
Mejora la circulación sanguínea.



# Cuatro longitudes de onda en cada led



**Recover**  
LED

# Máxima eficacia mediante la combinación de varias longitudes de onda

- **Tratamiento para aclarar la piel**

Luz Azul (415nm) + Luz Ámbar (585nm) + Luz Roja (635nm)

- **Cuidado del Acné**

Luz Azul (415nm) + Luz Roja (660nm)

- **Alivio del dolor**

Luz Roja (635nm) + Luz Infraroja (835nm)

- **Tratamiento del cuero cabelludo**

Luz Roja (635nm) + Luz Infraroja (830nm)

- **Enrojecimiento**

Luz Ámbar (580nm) + Luz Roja (660nm)



Recover



er  
LED

Recover  
LED

**Proporciona la  
mejor experiencia  
de rejuvenecimiento  
en la piel de tus  
pacientes.**





# Rostro



# Abdomen




# Brazos y Piernas

**No es necesario cambiar el  
panel LED para usar diferentes  
modos de luz**



**Recover**  
LED



# Recover LED

## TECHNOLOGY FOR ENHANCING LIFE



<https://tentreklasers.com/>

 @tentreklasers

 /tentreklasers



Rv 05.2022